


Płytki PCR, płytki ELISA, szalki Petriego, produkty do hodowli komórkowych



Nr katalogowy	Opis	Wielkość	Ilość szt. w opakowaniu	Cena opakowania (netto)
PL01-A	Płytki do PCR, bezbarwne, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J (DNase, RNase, pyrogen –free)	24 x 0,2ml	100	580 PLN
PL01-B	Płytki do PCR, bezbarwne, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J (DNase, RNase, pyrogen –free)	32 x 0,2ml	100	695 PLN
PL01-C	Płytki do PCR, bezbarwne, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J (DNase, RNase, pyrogen –free)	48 x 0,2ml	100	800 PLN
PL01-D	Płytki do PCR, bezbarwne, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J (DNase, RNase, pyrogen –free)	96 x 0,2ml	100	1 345 PLN
PL02-A	Płytki do PCR, bezbarwne, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J, sterylne (DNase, RNase, pyrogen –free)	96 x 0,2ml	100	1 751 PLN
PL03-A	Płytki do PCR, różne kolory, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J (DNase, RNase, pyrogen –free)	96 x 0,2ml	100	1 550 PLN
PL03-B	Płytki do PCR, niebieskie, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J (DNase, RNase, pyrogen –free)	96 x 0,2ml	100	1 475 PLN
PL03-C	Płytki do PCR, zielone, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J (DNase, RNase, pyrogen –free)	96 x 0,2ml	100	1 475 PLN
PL03-D	Płytki do PCR, czerwone, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J (DNase, RNase, pyrogen –free)	96 x 0,2ml	100	1 475 PLN
PL03-E	Płytki do PCR, pomarańczowe, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J (DNase, RNase, pyrogen –free)	96 x 0,2ml	100	1 475 PLN

Nr katalogowy	Opis	Wielkość	Ilość szt. w opakowaniu	Cena opakowania (netto)
PL03-F	Płytki do PCR, różowe, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J (DNase, RNase, pyrogen –free)	96 x 0,2ml	100	1 475 PLN
PL03-G	Płytki do PCR, żółte, kompatybilne z wieczkami KP01-A – KP01-J (DNase, RNase, pyrogen – free)	96 x 0,2ml	100	1 475 PLN
PL03-H	Płytki do PCR „HIGH-PROFILE”,przezroczyste, o płaskiej powierzchni, (DNase, RNase, pyrogen –free) stosowane w termocyklerach: Standard -Thermal-Cycler ABI, Biorad qPCR Systems	96 x 0,2ml	50	595 PLN
PL03-I	Płytki do PCR „LOW-PROFILE”,przezroczyste, o płaskiej powierzchni, (DNase, RNase, pyrogen –free) stosowane w termocyklerach: Standard-Biometra, pPCR masterCycler, MJ Opticon / chromo4, qPCR Stratagene MX-3000	96 x 0,2ml	50	645 PLN
PL04-A	Płytki do PCR z silikonową pokrywką (DNase, RNase, pyrogen –free)	96 x 0,2ml	10	379 PLN
PL05-A	Płytki z wysokiej jakości polipropylenu, odporne na działanie chemikaliów, alkoholu i rozpuszczalników, do zastosowań w przedziale temp. od -80°C do 121°C, poj. dołka: 500µl, bezbarwne(DNase, RNase, endotoxin –free)	96 dołków „U”	50	245 PLN
PL05-B	Płytki z wysokiej jakości polipropylenu, odporne na działanie chemikaliów, alkoholu i rozpuszczalników, do zastosowań w przedziale temp. od -80°C do 121°C, poj. dołka: 500µl, niebieskie (DNase, RNase, endotoxin –free)	96 dołków „U”	50	345 PLN
PL05-C	Płytki z wysokiej jakości polipropylenu, odporne na działanie chemikaliów, alkoholu i rozpuszczalników, do zastosowań w przedziale temp. od -80°C do 121°C, poj. dołka: 500µl, czerwone (DNase, RNase, endotoxin –free)	96 dołków „U”	50	345 PLN
PL05-D	Płytki z wysokiej jakości polipropylenu, odporne na działanie chemikaliów, alkoholu i rozpuszczalników, do zastosowań w przedziale temp. od -80°C do 121°C, poj. dołka: 500µl, czarne (DNase, RNase, endotoxin –free)	96 dołków „U”	50	345 PLN
PL05-E	Płytki z wysokiej jakości polipropylenu, odporne na działanie chemikaliów, alkoholu i rozpuszczalników, do zastosowań w przedziale temp. od -80°C do 121°C, poj. dołka: 450µl, bezbarwne (DNase, RNase, endotoxin –free)	96 dołków „V”	50	245 PLN

Nr katalogowy	Opis	Wielkość	Ilość szt. w opakowaniu	Cena opakowania (netto)
PL05-F	Płytki z wysokiej jakości polipropylenu, odporne na działanie chemikaliów, alkoholu i rozpuszczalników, do zastosowań w przedziale temp. od -80°C do 121°C, poj. dołka: 450µl, niebieskie (DNase, RNase, endotoxin –free)	96 dołków „V”	50	345 PLN
PL05-G	Płytki z wysokiej jakości polipropylenu, odporne na działanie chemikaliów, alkoholu i rozpuszczalników, do zastosowań w przedziale temp. od -80°C do 121°C, poj. dołka: 450µl, czerwone (DNase, RNase, endotoxin –free)	96 dołków „V”	50	345 PLN
PL05-H	Płytki z wysokiej jakości polipropylenu, odporne na działanie chemikaliów, alkoholu i rozpuszczalników, do zastosowań w przedziale temp. od -80°C do 121°C, poj. dołka: 450µl, czarne (DNase, RNase, endotoxin –free)	96 dołków „V”	50	345 PLN
PL06-A	Szalki Petriego, transparentne, o wysokiej termostabilności, sterylne, bez odpowietrzników	94mm x 16mm	480	245 PLN
PL06-B	Szalki Petriego, transparentne, o wysokiej termostabilności, sterylne, z odpowietrznikami	94mm x 16mm	480	245 PLN
PL06-C	Szalki Petriego, transparentne, o wysokiej termostabilności, sterylne, podzielone ½, z odpowietrznikami	94mm x 16mm	490	260 PLN
PL06-E	Szalki Petriego, transparentne, o wysokiej termostabilności, sterylne, podzielone ¼, z odpowietrznikami	96mm x 16mm	490	295 PLN
PL06-H	Szalki Petriego do hodowli komórkowych, sterylne	35mm x 10mm / 9,40 cm²	500	420 PLN
PL06-I	Szalki Petriego do hodowli komórkowych, sterylne	60mm x 15mm / 21,5 cm ²	500	387 PLN
PL06-J	Szalki Petriego do hodowli komórkowych, sterylne	100mm x 20mm / 55 cm ²	200	270 PLN
PL06-K	Szalki Petriego do hodowli komórkowych, sterylne	150mm x 25mm / 148 cm ²	120	595 PLN
PL06-L	Szalki Petriego do hodowli komórkowych, sterylne	150mm x 20mm / 148 cm ²	120	480 PLN
PL07-A	Płytki do hodowli tkankowych z pokrywką, sterylne, pakowane pojedynczo	96 dołków „U”, 0,32 ml / 0,36 cm²	100	545 PLN
PL07-B	Płytki do hodowli tkankowych z pokrywką, sterylne, pakowane pojedynczo,	12 dołków płaskich, 3 ml / 3,8 cm ²	100	499 PLN

Nr katalogowy	Opis	Wielkość	Ilość szt. w opakowaniu	Cena opakowania (netto)
PL07-C	Płytki do hodowli tkankowych z pokrywką, sterylne, pakowane pojedynczo, wymiary: 94 x 16 mm	96 dołków płaskich, 0,36 ml / 0,36 cm ²	100	595 PLN
PL07-D	Płytki do hodowli tkankowych z pokrywką, sterylne, pakowane pojedynczo,	24 dołki, płaskie 1 ml / 1,9 cm ²	100	499 PLN
PL07-E	Płytki do hodowli tkankowych z pokrywką, sterylne, pakowane pojedynczo,	6 dołków płaskich, 3 ml / 9,6 cm ²	100	499 PLN
PL07-F	Płytki do hodowli tkankowych z pokrywką, sterylne	4 dołki , płaskie, 1 ml / 2,0 cm ²	100	595 PLN
PL08-A	Płytki ELISA z polistyrenu o wysokiej jakości optycznej, z oznakowaniem alfanumerycznym	96 dołków „U” 0,35 ml	100	195 PLN
PL08-B	Płytki ELISA z polistyrenu o wysokiej jakości optycznej, z oznakowaniem alfanumerycznym	96 dołków „V” 0,34 ml	100	195 PLN
PL08-C	Płytki ELISA z polistyrenu o wysokiej jakości optycznej, z oznakowaniem alfanumerycznym	96 dołków o płaskim dnie 0,41 ml	100	195 PLN
PL08-D	Pokrywki do płytek ELISA		100	145 PLN
PL09-A	Butelki do hodowli komórkowych, polistyrenowe, sterylne ; zamykane korkiem z filtrem ; posiadają miejsce na opis i podziałkę	7 ml/ 25 cm²	200	445 PLN
PL09-B	Butelki do hodowli komórkowych, polistyrenowe, sterylne ; zamykane korkiem z filtrem ; posiadają miejsce na opis i podziałkę	25 ml/ 75 cm ²	100	445 PLN
PL09-C	Butelki do hodowli komórkowych, polistyrenowe, sterylne ; zamykane szczelnym korkiem ; posiadają miejsce na opis i podziałkę	7 ml/ 25 cm ²	100	395 PLN
PL09-D	Butelki do hodowli komórkowych, polistyrenowe, sterylne ; zamykane szczelnym korkiem ; posiadają miejsce na opis i podziałkę	25 ml/ 75 cm ²	100	395 PLN
PL09-E	Butelki do hodowli komórkowych, polistyrenowe, sterylne ; zamykane korkiem z filtrem ; posiadają miejsce na opis i podziałkę	50 ml/ 175 cm ²	40	395 PLN
PL09-F	Butelki do hodowli komórkowych, polistyrenowe, sterylne ; zamykane szczelnym korkiem ; posiadają miejsce na opis i podziałkę	50 ml/ 175 cm ²	40	395 PLN
PL10-A	Ezy mikrobiologiczne, sterylne, białe, pakowane po 10 szt.	195mm / 1 µl	500	200 PLN
PL10-B	Ezy mikrobiologiczne, sterylne, niebieskie, pakowane po 10 szt.	195mm / 10 µl	500	185 PLN

