

## Pudełka do przechowywania próbek w niskiej temperaturze



<b>Nr katalogowy</b>	<b>Opis</b>	<b>Wymiary</b>	<b>Ilość szt. w opakowaniu</b>	<b>Cena opakowania (netto)</b>
<b>PM01-A</b>	<b>Pudełka do przechowywania próbek w temp. do - 80° C, z zawiasowym wieczkiem</b>	<b>50x1,5/2,0ml</b>	<b>5 (przezroczyste)</b>	<b>115 PLN</b>
PM01-B	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do - 80° C, z zawiasowym wieczkiem	50x1,5/2,0ml	5 (różne kolory)	<b>120 PLN</b>
PM01-C	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do - 80° C, z zawiasowym wieczkiem	100x1,5/2,0ml	5 (przezroczyste)	<b>149 PLN</b>
PM01-D	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do - 80° C, z zawiasowym wieczkiem	100x1,5/2,0ml	5 (różne kolory)	<b>154 PLN</b>
PM02-A	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,2ml, bezbarwne	144p-130x130x32mm	1	<b>28 PLN</b>
PM02-B	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,2ml, żółte	144p-130x130x32mm	1	<b>28 PLN</b>
PM02-C	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,2ml, niebieskie	144p-130x130x32mm	1	<b>28 PLN</b>
PM02-D	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,2ml, zielone	144p-130x130x32mm	1	<b>28 PLN</b>
PM02-E	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,2ml, czerwone	144p-130x130x32mm	1	<b>28 PLN</b>
PM02-F	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,2ml, pomarańczowe	144p-130x130x32mm	1	<b>28 PLN</b>
PM03-A	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,5ml, bezbarwne	100p-130x130x37mm	1	<b>30 PLN</b>
PM03-B	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,5ml, żółte	100p-130x130x37mm	1	<b>30 PLN</b>
PM03-C	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,5ml, niebieskie	100p-130x130x37mm	1	<b>30 PLN</b>
PM03-D	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,5ml, zielone	100p-130x130x37mm	1	<b>30 PLN</b>

<b>Nr katalogowy</b>	<b>Opis</b>	<b>Wymiary</b>	<b>Ilość szt. w opakowaniu</b>	<b>Cena opakowania (netto)</b>
PM03-E	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,5ml, czerwone	100p- 130x130x37mm	1	30 PLN
PM03-F	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 0,5ml, pomarańczowe	100p- 130x130x37mm	1	30 PLN
PM04-A	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 15ml, bezbarwne	25p- 130x130x128mm	1	40 PLN
PM04-B	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 15ml, żółte	25p- 130x130x128mm	1	40 PLN
PM04-C	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 15ml, niebieskie	25p- 130x130x128mm	1	40 PLN
PM04-D	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 15ml, zielone	25p- 130x130x128mm	1	40 PLN
PM04-E	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 15ml, czerwone	25p- 130x130x128mm	1	40 PLN
PM04-F	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 15ml, pomarańczowe	25p- 130x130x128mm	1	40 PLN
PM05-A	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 50ml, bezbarwne	12p- 130x130x128mm	1	42 PLN
PM05-B	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 50ml, żółte	12p- 130x130x128mm	1	42 PLN
PM05-C	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 50ml, niebieskie	12p- 130x130x128mm	1	42 PLN
PM05-D	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 50ml, zielone	12p- 130x130x128mm	1	42 PLN
PM05-E	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 50ml, czerwone	12p- 130x130x128mm	1	42 PLN
PM05-F	Pudełka do przechowywania próbek w temp. do -150°C, na próbówki 50ml, pomarańczowe	12p- 130x130x128mm	1	42 PLN
<b>PM06-A</b>	<b>Pudełka z poliwęglanu do przechowywania próbek w ciekłym azocie (zakres temperatury od -196°C do +121°C), z osuszającymi otworami w denku i odpowietrzającymi otworami na wieczku</b>	<b>25p – 76 x 72 x 52mm</b>	<b>8</b>	<b>298 PLN</b>

<b>Nr katalogowy</b>	<b>Opis</b>	<b>Wymiary</b>	<b>Ilość szt. w opakowaniu</b>	<b>Cena opakowania (netto)</b>
PM06-B	Pudełko z poliwęglanu do przechowywania próbek w ciekłym azocie (zakres temperatury od -196°C do +121°C), z osuszającymi otworami w denku i odpowietrzającymi otworami na wieczku	100p – 133 x 133 x 52mm	1	<b>46 PLN</b>
PM07-A	Pudełka do przechowywania próbek ( 1,5 / 2,0 ml) w temp. do -150°C, z przejrzystym wieczkiem i oznakowaniem alfanumerycznym	81p- 130x 130 x 45mm	5 (przezroczyste)	<b>90 PLN</b>
PM07-B	Pudełka do przechowywania próbek ( 1,5 / 2,0 ml) w temp. do -150°C, z przejrzystym wieczkiem i oznakowaniem alfanumerycznym	81p- 130x 130 x 45mm	5 ( różne kolory )	<b>90 PLN</b>
PM08-A	Pudełka do przechowywania próbek ( 1,5 / 2,0 ml) w temp. do -190°C, z przejrzystym wieczkiem	81p- 130x 130 x 45mm	1	<b>15 PLN</b>
PM09-A	Pudełka do przechowywania próbek ( 36 x 15 ml) w temp. do -80°C, wykonane z odpornego polipropylenu, z przejrzystym wieczkiem, autoklawowalne	144 x 144 x 127 mm	1	<b>65 PLN</b>
PM09-B	Pudełka do przechowywania próbek ( 16 x 50 ml) w temp. do -80°C, wykonane z odpornego polipropylenu, z przejrzystym wieczkiem, autoklawowalne	144 x 144 x 127 mm	1	<b>65 PLN</b>